



EDTA-lösning för EZ4041 analysator för total hårdhet, 0,005 M, 2 L

Produktnr: APPC4041-04
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Reagens klara att användas för onlineanalysatorer i EZ-serien

Klar att använda

HACH EZ-reagenser är klara att användas med onlineanalysatorer i EZ-serien. Eftersom det inte behövs någon ytterligare beredning eliminerar detta ytterligare en felkälla vid användning av EZ-instrument- och reagenssystem.

Förtroende för dina resultat

Minska felkällorna i arbetsflödet för att öka förtroendet för dina resultat.

Mindre komplexitet

Genom att använda bruksfärdiga EZ-reagenssatser från Hach kan antalet hanteringssteg runt din analysutrustning minskas avsevärt, vilket gör det enklare och mindre komplicerat.

Specifikationer

Koncentration:	0,005 M
Parameter:	Total hårdhet
Volym/förpackningsstorlek:	2 L