



Fluorid chemkey-reagenser (låda med 25)

Produktnr:	9878000
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Fluorid Chemkey för SL1000 bärbar parallellanalysator

För mätning av fluorid med Hach-metod 10312

Mindre variabilitet

Automatisering och inre temperaturkontroll gör hela processen konsekvent och repeterbar samtidigt som samma processer som i befintliga Hach-metoder används. Undvik manuella steg som kan medföra variationer, även när de utförs av erfarna personer.

Mindre krångel

Alla kemikalier och processer är helt integrerade i Chemkey. Det finns inga pulverkuddar eller glaströr att hantera.

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	SL1000
Mätområde:	0,10 - 4.0 mg/L F
Parameter:	Fluorid