



Buffertlösning för EZ4041 analysator för total hårdhet, 2 L

Produktnr:

APPC4041-02-EU Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Reagens klara att användas för onlineanalysatorer i EZ-serien

Klar att använda

HACH EZ-reagenser är klara att användas med onlineanalysatorer i EZ-serien. Eftersom det inte behövs någon ytterligare beredning eliminerar detta ytterligare en felkälla vid användning av EZ-instrument- och reagenssystem.

Förtroende för dina resultat

Minska felkällorna i arbetsflödet för att öka förtroendet för dina resultat.

Mindre komplexitet

Genom att använda bruksfärdiga EZ-reagenssatser från Hach kan antalet hanteringssteg runt din analysutrustning minskas avsevärt, vilket gör det enklare och mindre komplicerat.

Specifikationer

Parameter:	Total hårdhet
Volym/förpackningsstorlek:	2 L