




Be Right™



Genomflödesarmatur 2 mm till Nitratax och Uvas plus sc

Produktnr:

LZX869

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Fuktade material:	Measuring cell: PVC; Seals: EPDM; Glands: PVDF; Sample tube: PVC
Längd:	333 mm
Material:	Measuring cell: PVC; Glands: PVDF; Sample tube: PVC; Screws: Stainless Steel; Seals: EPDM
Mätspalt längd:	2 mm
Omgivningstemperatur:	2 - 40 °C (sample temperature)
Provflödes hastighet:	0.5 L/h
Provtag:	Tube ID 4 mm/AD 6 mm
Provtemperatur:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Provolym:	0,5 - 10 L
Tryckområde:	Not pressurized, open drain
Vikt :	3,6 kg