



## Buffertlösning, pH 7,00, 500 mL

**Produktnr:** 1222249  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Tillgänglig**

### Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

Standardlösning för pH-buffert till kalibrering av pH-elektrod. Färglös pH-buffertlösning. pH 7,00  $\pm$ 0,02 vid 25 °C. 500 mL-flaska

#### Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

#### Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

#### Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

---

### Specifikationer

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning:               | Reagens för pH-buffertkalibrering                                                                          |
| Färgkodad?:                | Nej                                                                                                        |
| Lagringsförhållanden:      | 10–25 °C (skyddas mot ljus)                                                                                |
| NIST-spårningsbar:         | Ja                                                                                                         |
| Package settings:          | Flaska                                                                                                     |
| pH Värde(n):               | 7,00 $\pm$ 0,02 pH vid 25 °C                                                                               |
| Specialkommentarer:        | Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 6 månader |
| Volym/förpackningsstorlek: | 500 mL                                                                                                     |