



Be Right™



Buffertpulverkuddar, pH 10,01 blå färgkodning, 250/fp

Produktnr: 2227164
SEK Pris: Kontakta oss
Ring för leveransdatum

Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

pH-buffertpulverkuddar för kalibrering av pH-elektrod. Varje pulverkudde förbereder 50 mL färsk buffertlösning. Färgkodade för enkel identifiering (blå). pH är $10,01 \pm 0,02$ vid 25 °C. Förpackning med 250 pulverkuddar

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spåringsbar:	Ja
Package settings:	Pulverkuddar
Parameter:	pH
pH Värde(n):	10,01 \pm 0,02 pH vid 25 °C
Serviceintervall:	24 månader
Specialkommentarer:	Håll ut förberedd lösning efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	250 st.