



Buffertlösningssats, färgkodad, pH 4,01, pH 7,00 och pH 10,01, 20 L

Produktnr: 2507300
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

Standardlösningssats med pH-buffertlösning för kalibrering av pH-elektrod. Rekommenderat 3-pack med färgkodade pH-buffertlösningar för enkel identifiering. pH är $\pm 0,02$ vid 25 °C. 20 L bag-in-box paket av pH 4,01, 7,00 och 10,01, med en hoptryckbar innerpåse i en kartong av vit wellpapp. Perfekt förpackningsstorlek för laboratorier som utför pH-tester i stor skala.

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Spara när du köper 3-pack med pH-buffertar!

33 % lägre kostnad jämfört med köp av enstaka flaskor

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Bag-in-box (BiB)
pH Värde(n):	4,01, 7,00 och 10,01 $\pm 0,02$ pH vid 25 °C
Volym/förpackningsstorlek:	3 pk of 20 L