



Standardlösning för konduktivitet, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 50 mL

Produktnr: 1440026
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösningar för konduktivitet till laboratorie- och fältanalyser

Standardlösning för konduktivitet, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ vid 25 °C, 491 mg/L $\pm 2,5$ mg/L som natriumklorid (NaCl), (1 $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0,5$ mg/L TDS), 50 mL droppkorksflaska.

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta konduktivitetsmätningar är god hantering och kalibrering av konduktivitetscellen.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Standardlösning för konduktivitet
Formel:	NaCl
Koncentration:	1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ vid 25 °C $\pm 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ vid 25 °C
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
Parameter:	Konduktivitet
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	50 mL