



Singlet engångsförpackning med standardlösning för konduktivitet, 1 413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 20 mL

Produktnr: 2771420
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Singlet-lösningspaket

Standardlösningar för konduktivitet. Förseglade folieförpackningar med 1 413 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 0,1\%$ vid 25 °C. Kaliumklorid (KCl). Klara för användning, 20 mL styck

Idealisk för användning på plats

De förseglade påsarna är lätta att transportera – utan risk för spill.

Lättanvänd

Öppna bara påsen och sätt i elektroden.

Färsk och tillförlitlig

Foliepåsar förhindrar kontamination och luftexponering.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta konduktivitetsmätningar är god hantering och kalibrering av konduktivitetscellen.

Specifikationer

Beskrivning:	Standardlösning för konduktivitet
Formel:	KCl
Koncentration:	1 413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ vid 25 °C $\pm 0,1\%$ vid 25 °C
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Singlet
Parameter:	Konduktivitet
Specialkommentarer:	Håll ut lösningen efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	20 st.