



Kloridstandardlösning, 1 000 mg/L, 500 mL

Produktnr: 18349
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösningar för jonselektiv elektrod (ISE) till laboratorieanalys

ISE-standardlösning. Klorid, 1 000 mg/L ± 10 mg/L Cl^- (NIST). 500 mL-flaska

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Det är viktigt att alltid kunna lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta ISE-mätningar är god hantering och kalibrering av de jonselektiva elektroderna.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Kloridstandardlösning som Cl^- (NIST)
Koncentration:	1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^-
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Klorid
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL

Obligatoriska tillbehör

- Klorid Ionic Strength Adjustor (ISA) pulverkuddar, pk/100 (Item 2318069)