



ZoBells ORP/Redox Standardlösning, 500 mL

Produktnr:	2316949
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Standard för kalibrering och kontroll av noggrannheten hos ORP/Redox-elektroder. ZoBells ORP/Redox Standardlösning uppvisar en temperaturkorrelation mellan 0-30 °C. Standardvärdet bestäms utifrån referenselektrodstyp. Produkten har en mV-specifikation på 223 till 233 mV. Värdet inom det intervallet kan variera beroende på batch. Värdet på den specifika batchen finns på analyscertifikatet.

Specifikationer

Plattform:	Lösning
------------	---------