



Buffertlösning, pH 7,00, 4 x 250 mL

Produktnr: LZW9467.98
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

Standardlösningar för pH-buffertar till kalibrering av pH-elektrod, färglös pH-buffert, pH är $7,00 \pm 0,02$ vid 25 °C, 1 L som 4x250 mL-flaskor

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Nej
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
pH Värde(n):	7,00 $\pm 0,02$ pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 6 månader
Volym/förpackningsstorlek:	1 L (4 x 250 mL)