



Be Right™



KS100 mättad KCl-lösning

Produktnr: C20C300
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Påfyllningslösning samt förvaringslösning för kombinations- och referenselektroder.

Filling and storage solution for combined/reference electrodes.

Specifikationer

Beskrivning:	Påfyllnads- och förvaringslösning för kombinations- och referenselektroder
Koncentration:	mättad KCl
Parameter:	KS100 mättad KCl-lösning
Plattform:	Lösning
Serviceintervall:	48 månader från produktionsdatum