



Elektrodrorengöringslösning för porösa stift/dubbelmembran, 250 mL

Produktnr:

C20C380

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Elektrodrorengöringslösning för kombinerad rengöring av pH/porösa metallstift/membran från sulfider eller utfällning/avlagring/igensättning av AgCl.

Specifikationer

Beskrivning:	Rengöring av porösa stift/membran
Formula:	THIOUREA
Solution Type:	Rengöring
Volym/förpackningsstorlek:	250 mL