



Be Right™



Buffertlösning, pH 1,09, 500 mL

Produktnr:

S11M009

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Standardlösningar för pH-buffertar till kalibrering av pH-elektrod, med analyscertifikat*. Färglös pH-buffert, pH är 1,09 ±0,02 vid 25 °C-lösning. 500 mL-flaska

*Tillgänglig för hämtning från www.hach.com: Support/Service, Analyscertifikat-menyn, med produktens artikelnummer och partinummer.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Nej
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spåringsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
pH Värde(n):	1,09 ±0,02 pH vid 25 °C
Serviceintervall:	18 månader
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL