



QUANTAB Kloridtestremsor, lågt område, 30 - 600 mg/L, 40 st

Produktnr: 2744940
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Idealiska för att snabbt fastställa kvantitativa resultat. Doppa bara remsan i provet och jämför färgförändringens längd med en tryckt skala.

Specifikationer

Antal tester :	40
Enhet:	40 tests
Fotnot :	*mg/L om inget annat anges; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = korn per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L eller 17,1 ppm.
Mätområde:	30 - 600 mg/L Cl ⁻
Metodnamn:	Titreringsremsa
Parameter:	Klorid - som Cl ⁻
Plattform:	Teststickor
Test-kit modell:	QuanTab® **