



Pipett, serologisk, steril, polystyren med propp, 10 mL, 500/ förp.

Produktnr: 2092868

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 2092828

Polystyren för engångsbruk med propp i öppningsändan Kalibrerad "för leverans/utblåsning".

Steril plastpipett för engångsbruk med propp. Bulkförpackade i 10x 50/förpackning färgkodade. Svart stigande/fallande gradering. Kalibrerade "För leverans". Noggrannhet ± 2 %.

Specifikationer

Graduations:	0.10 mL
Kapacitet :	10 mL
Volym/förpackningsstorlek:	500 /förp.