



Flaska, provtagning, försteriliserad, rund, 50/förp.

Produktnr:	2495050
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Försteriliserade, transparenta, icke-fluorescerande, krosstålga, polystyrenflaskor med lock för engångsbruk. Flaskorna har en fyllnadslinje för 100 mL; en kapacitet på 175 mL. Flaskorna används med medium som innehåller MUG eller annat fluorescerande reagens. Fungerar bra med P-A-buljongampuller och PathoScreen-medium.

Specifikationer

Dechlorinating Agent?:	Nummer
Volym/förpackningsstorlek:	50/pk