



MICRO DIST MICRO DIST-block, digitalt, komplett

Produktnr:

MDI001

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Totallösningen för automatiserad analys.

Destillera upp till 21 prover för cyanider, sulfid och ammoniak i 30 minuter med destilleringsystemet MICRO DIST®. Öka noggrannheten med den temperaturstyrda blockvärmaren med hög kontakt. Öka produktiviteten - fler än 100 prover kan destilleras per dag.

Öka noggrannheten

Öka produktiviteten

Mindre farliga

Väntar på USEPA-godkännande

Specifikationer

Elektriska specifikationer:

230 V 50/60 Hz 5 A