



Kit för kalibreringscylinder, modellerna 1720 E, D och C

Produktnr:

4415600

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Formazin Calibration Kit for 1720C and 1720D/E Turbidimeter. Includes calibration cylinder, Tensette Pipette, and 500 mL 4000 NTU Formazin.

Specifikationer

Vad ingår i leveransen:

Kalibreringscylinder, tensettepipett 1,0-10,0 mL och 500 mL 4000 NTU Formazin Standard, Instruktioner.

Vad finns i förpackningen

Kalibreringscylinder, tensettepipett 1,0-10,0 mL och 500 mL 4000 NTU Formazin Standard, Instruktioner.