



Intellical LBOD, utbyte av givarlock

Produktnr:	5838000
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Utbyteslock och iButton för givare för INTELICAL LBOD101-sond. LBOD101 mäter löst syre för fastställande av BOD (Biochemical Oxygen Demand, biologiskt syrebehov) i BOD-flaskor i BOD5-testtillämpningar.

Noggrann

Du behöver inte bara ett svar, utan det rätta svaret - snabbt.

Optimerade stabiliseringsalgoritmer i Hachs mätarplattformar tar bort behovet

av gissningar och minskar förekomst av felaktiga mätningar. Många elektroder

fungerar specifikt för att ge noggranna resultat och snabbast möjliga

svar, till och med i krävande miljöer.

Lättanvänd

Nu letar man mer än någonsin förr efter nya sätt att få pengar

och resurser att räkna till. Sluta studera komplicerade användarhandböcker och tillbringa

tiden med mätning, tack vare Hachs innovativa menydesign och enkla

knappsatser för verkligt intuitiv drift.

Robust och hållbar

Förlita dig på Hachs hållbara mätsystem som har konstruerats för att tåla

strapatserna vid utomhustestning och frekvent användning. Välj bland branschens

tuffaste sonder eller glasfria elektroder för robusta, vattentäta system

som levererar, dag efter dag.

Flexibel

Behöver du mäta både i laboratoriet och på fältet? Hach erbjuder effektivitet med

tillförlitliga, högpresterande system som du enkelt tar med dig från

bänken direkt till testplatsen. Mät de parametrar du behöver

idag och var försäkrad om att du kan bygga ut systemet i framtiden.

Specifikationer

