



Be Right™



Intellical PHC108 pH-elektrod för punktering i rostfritt stål för lab, 1 m kabel

Produktnr: PHC10801
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical PHC108 är en digital pH-kombinationselektrod för punktering med ej påfyllningsbar färgad elektrolyt (polymer) med en keramisk plugg plus en öppen referensvätskebrygga och inbyggd temperaturgivare. PHC108 har ett hölje i rostfritt stål som är enkelt att rengöra och passar perfekt för användning i livsmedelsindustrin. Tack vare dess spjutformade glasgivare är PHC108 speciellt utformad för att mäta pH i halvfasta prover. PHC108 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel, prover med låg jonstyrka eller hög alkalitet.

Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimata spårbarhet i mät historiken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer

Digitala Intellical-prober larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Digitala Intellical-elektroder kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Specifikationer

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Accuracy: | ±0,02 pH |
| Dimension (D x L): | 6 mm x 182 mm |
| Elektrodtype: | Gel, ej påfyllningsbar |
| Elektrolyt: | Polymergel |
| Givartyp: | Glas |
| Junction: | Porous Pin & Open Junctions |
| Kabellängd: | 1 m |
| Längd: | 182 mm |
| Mätområde: | 2 - 12 pH |
| Omgivningstemperatur: | 0 - 60 °C |
| Parameter: | pH |
| Reference system: | Ag/AgCl |
| Sensor material: | Rostfritt stål |
| Skyddsklassning: | IP65 |
| Sodium (Alkalinity) error: | <0,1 pH vid pH 11 i 0,1 M NaCl |
| Specialfunktioner: | For semi-solid media/samples |

| | |
|------------------------|----------------|
| Temperaturnoggrannhet: | ±0,3 °C |
| Temperaturområde : | 0 - 60 °C |
| Temperaturupplösning : | 0,1 °C |
| Termistor: | ATC |
| Upplösning: | 0,001/0,01/0,1 |
| Vikt : | 0,1 kg |

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC108 pH-elektrod för lab med förvaringsskydd, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.