



Intellical PHC805 påfyllningsbar pH-universalelektrod i glas för lab, 1 m kabel

Produktnr: PHC80501

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Intellical PHC805 är en digital pH-kombinationselektrod med inbyggd temperaturgivare. PHC805 är en påfyllningsbar pH-elektrod med porös referenskoppling med keramisk plugg. Den här pH-elektroden i glas för lab är perfekt för mätning av pH i allmänna labtillämpningar med vattenprover. En 50 mL-flaska med KCl 3M-elektrodpåfyllningslösning medföljer proven. PHC805 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel, prover med låg jonstyrka, avloppsvatten, höga halter fasta ämnen eller hög alkalitet.

Påfyllningsbar elektrod med glaskropp ger utmärkt värde och lång livslängd

Elektrod med glaskropp är kemiskt resistent och lätt att rengöra. Påfyllningsbar referens ger i regel längre förväntad livslängd än gelfyllda elektroder.

Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimata spårbarhet i mät historiken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer.

Digitala Intellical-prober larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 pH
Applikation:	High Performance (0 to 80 °C)
Elektrodtype:	RedRod/påfyllningsbar
Elektrolyt:	3M KCl
Garanti :	12 månader
Givartyp:	Glas
Junction:	Porous Pin Junction
Kabellängd:	1 m
Kit?:	Nej
Längd:	200 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Metodtyp:	Lab: RedRod/påfyllbart referenselement
Omgivningstemperatur:	0 - 80 °C
Parameter:	pH
Produktsats:	Modell: PHC805

	Tillbehör ingår: Inga
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Glas
Skyddsklassning:	IP65
Sodium (Alkalinity) error:	<0,3 pH vid pH 13 i 0,1 M NaOH
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: pH
	Minsta provdjup (mm): 18
Upplösning:	0,001/0,01/0,1
Vad ingår i leveransen:	Intellical PHC805 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, 5 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (KCl 3 M-lösning), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.
Vikt :	0,1 kg

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC805 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, 5 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (KCl 3 M-lösning), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.

Obligatoriska tillbehör

- pH-förvaringslösning (3M kaliumklorid), 50 mL (Item 2756559)