



Nitratstandard, 25 mg/L NO₃⁻ (5,65 mg/L NO₃⁻-N), 500 mL

Produktnr:	LCW828
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Standardlösning för nitratbestämning online

Specifikationer

Instrument:	Nitratax
Koncentration:	25 mg/L (5,65 mg/L NO ₃ ⁻ -N)
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL