



Kuddar med järnreagenspulver, 0,02-3,00 mg/L Fe

Produktnr:

2105769

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av järn, FerroVer-metoden. För 10 mL-prov. 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	FerroVer, kuddar med järnreagenspulver, 10 mL
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Metodnamn:	FerroVer
Metodnummer:	8008
Parameter:	Järn
Plattform:	Powder Pillows
Uppslutning krävs:	för totaljärn
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.