



Be Right™



## TPTZ, kuddar med järnreagenspulver, 0,012-1,800 mg/L Fe

Produktnr:

2608799

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av låga järnnivåer. För 10 mL-prov. Förpackning med 100.

### Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR/820
Mätområde:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Metodnamn:	TPTZ
Metodnummer:	8112
Parameter:	Järn
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk