



ChromaVer 3 Chromium Reagent Powder Pillow, 0,010-0,700 mg/L Cr (VI)

Produktnr:

1271099

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av krom, sexvärt och totalt. För 10 mL-prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Mätområde:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Metodnamn:	1,5-difenylkarbohydrazid
Metodnummer:	8023
Parameter:	Krom
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	förp.