



## ZincoVer 5 Reagens för zink

**Produktnr:**

**2106669**

SEK Pris:  
Tillgänglig

Kontakta oss

Farligt



Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av zink med zinkonmetoden. För 20 ml prov.

### Specifikationer

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Antal tester :             | 100            |
| EPA compliant:             | Ja             |
| Mätområde:                 | 0,01 - 3,00 Zn |
| Metodnamn:                 | Zincon         |
| Metodnummer:               | 8009           |
| Parameter:                 | Zinc           |
| Plattform:                 | Powder Pillows |
| Volym/förpackningsstorlek: | 100/pk         |