



Manganreagenssats, PAN, 0,006-0,700 mg/L Mn

Produktnr:

2651700

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Slutna droppflaskor och pulverreagenser i förseglad förpackning

Satsen innehåller: alkal. cyanidreagens (2122326) 50 mL, askorbinsyra (1457799), PAN-indikatorlösning (2122426) 50 mL

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Manganreagenssats
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Mätområde:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Metodnamn:	PAN
Metodnummer:	8149
Parameter:	Mangan
Provvoly:	50 mL
Specialkommentarer:	Satsen innehåller: alkal. cyanidreagens (2122326) 50 mL, askorbinsyra (1457799), PAN-indikatorlösning (2122426) 50 mL