



Cyanursyra 2, kuddar med reagenspulver, 5-50 mg/L, 50/ förp.

Produktnr:

246066

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av cyanursyra med den turbimetriska melaminmetoden. För 25 mL-prov.

Specifikationer

Antal tester :	50
Instrument:	Alla utom DR 6000, DR/4000, PC II
Mätområde:	5 - 50 mg/L
Metodnamn:	Turbidimetrisk
Metodnummer:	8139
Parameter:	Cyanursyra
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	50 /förp.