



Klor, Fritt, reagenspulverkuddar, 1000/förp., 10 mL

Produktnr:

2105528

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För mätning av fritt klor med DPD-metoden för fritt klor

Dessa reagenspulverkuddar med fritt klor är USEPA-godkända för rapportering av dricksvatten och avloppsvatten med Hach-metoden 8021. För bästa resultat, använd med en Hach kolorimeter eller spektrofotometer.

Produktinformation

- Paket med 1 000 pulverkuddar
- 10 mL provstorlek
- Intervall från: 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂
- Borsyrafri!

Vill du förenkla ombeställningen av reagens? Fråga din Hach-representant om vårt enkla och okomplicerade automatiska leveransprogram för Hach-reagens idag.

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Mätområde:	10 mL
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8021
Parameter:	Fritt klor, klordioxid
Plattform:	Powder Pillows