



Klor, Fritt, reagenspulverkuddar, 100/förp., 10 mL

Produktnr:

2105569

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Pulverreagenser i förseglad förpackning för mätning av fritt klor med DPD-metoden. För 10 mL-prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	DPD, fritt klor, reagenspulverkuddar, 10 mL
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	10 mL
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8021
Parameter:	Klor, fritt
Plattform:	Powder Pillows