



Reagenslösning med glycin

Produktnr:	2762133
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

För bestämning av klordioxid med DPD/glycin-metoden 0,04-5,00 mg/l ClO₂.

Glycine Reagent for Hach Chlorine Dioxide DPD methods. 29 mL Self-Contained Dropping Bottle

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8065
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	29 ml