



TitraVer EDTA Digital Titrator, patron, 0,0800 M

Produktnr:

1436401

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Bruksfärdig titreringslösning för analys av totalhårdhet, 10-160 mg/l CaCO₃.

Specifikationer

Antal tester :	40 - 100
Mätområde:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Metodnamn:	EDTA (CalVer® 2)
Metodnummer:	8204
Parameter:	Hardness, Calcium and Total
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.0800 M EDTA

Obligatoriska tillbehör

- Digital Titrator with plastic case (Item 1690001)