



Kiseldioxidreagenssats, 1-100 mg/L SiO₂

Produktnr:

2429600

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av kiseldioxid, silicomolybdatmetoden. För 10 mL-prov: 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR/820, PC II
Mätområde:	10 mL
Metodnamn:	Silicomolybdat
Metodnummer:	8185
Parameter:	Kiseldioxid
Plattform:	Powder Pillows
Specialfunktioner:	HR, 10 mL, 100 tests