



Reagens 1 för DEHA, 3-450 µg/l DEHA

Produktnr: 2167969
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Reagenspulver i tillslutna förpackningar

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	DEHA reagens 1 reagenspåsar
Mätområde:	9 - 1000 µg/L Hydrokinon
Metodnamn:	Järnreduktion
Metodnummer:	8140
Parameter:	Oxygen Scavengers
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100/pk