



Sulfitreagenssats, 0,1-5,0 mg/L SO₃

Produktnr: HPT430
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Specifikationer

Antal tester :	100
Lagringsförhållanden:	15 °C - 25 °C
Mätområde:	0.1 - 5.0 mg/L SO ₃
Metodnamn:	Hach-metod
Parameter:	Sulfit
Specialfunktioner:	Sulfite Reagent set
Specialkommentarer:	endast för DR 4000, DR 2500, DR 2400 and DR 2010, HACH-provcell (21228), 25x54 mm, 10 mL, behövs