



Natriumklorid, standardlösning, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 100 mL

Produktnr: 1440042
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

491 mg/L NaCl, för konduktivitetssonder,

lämpar sig även för standardisering av konduktivetsapparater, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$), 100 mL

Specifikationer

Beskrivning:	Natriumklorid, standardlösning, 491 mg/L NaCl (1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$), 100 mL, (NIST)
Koncentration:	491 mg/L NaCl
Parameter:	Konduktivitet
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL