



Nitratreagens, pulverkuddar, 0,3-30 mg/L NO₃-N

Produktnr:

2106169

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av nitrat med kadmiumreduktionsmetoden. För 10 mL-prov, 100 styck.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	NitraVer 5 nitratreagens, pulverkuddar, 10 mL HR, MR
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2010, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0.3 - 30.0 mg/L NO ₃ -N
Metodnamn:	Kadmiumreduktion
Metodnummer:	8039 HR
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Powder Pillows
Reference method:	SM 4500-NO ₃ -B
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.