



Kväve, ammoniak TNT, 0,02 - 2,50 mg/L NH₃-N

Produktnr:

2604545

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube. 25 - 50 tester

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 - 50
Instrument:	DR 900
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 2,50 mg/L NH ₃ -N
Metodnamn:	Salicylat
Metodnummer:	10023
Parameter:	Ammoniak
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.