



Nitrit TNT, 0,002 - 0,500 mg/L NO₂-N

Produktnr:

2608345

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube
För mätning av nitrit genom diazotisation. 50 tester

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	NitriVer 3 TNT-reagenssats
Instrument:	DR 900
Mätområde:	0,003 - 0,500 mg/L NO ₂ -N
Metodnamn:	Diazotisation
Metodnummer:	10019
Parameter:	Nitrit
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.