



SPADNS, fluoridreagenslösning, 0,02-2,00 mg/L F (500 mL)

Produktnr:

44449

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Specifikationer

Antal tester :	125
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/820
Mätområde:	0.02 - 2.00 mg/L F ⁻
Metodnamn:	SPADNS
Metodnummer:	8029
Parameter:	Fluorid
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500