



Totalfosfat, TNT, 0,06 - 3,5 mg/L PO₄

Produktnr:

2742645

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 - 50
Instrument:	DR 900
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Mätområde:	0,06 - 3,50 mg/L PO ₄
Metodnamn:	PhosVer 3 med sur persulfatuppslutningsmetod
Metodnummer:	8190
Parameter:	Total Phosphorous
Plattform:	Test 'N Tube
Reference method:	SM 4500 P-E
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.
Uppslutning krävs:	Ja