



Molybdat-vanadat reagenslösning (100 mL MDB)

Produktnr:

2076032

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Molybdat-vanadat reagens för mätning av fosfor, reaktiv, 0,3-45,0 mg/L PO₄

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Molybdat-vanadat reagens
Instrument:	Alla utom DR/850, DR/820, PC II
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0,3 - 45,0 mg/L PO ₄
Metodnamn:	Molybdat-vanadat
Metodnummer:	8114
Parameter:	Fosfor, reaktiv
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL MDB