



Fosfatreagens, pulverkuddar, 0,02-2,50 mg/L PO₄, PhosVer 3

Produktnr:

2106069

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av ortofosfat. För 10 mL-prover, 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR/820
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Metodnamn:	Askorbinsyra
Metodnummer:	8048
Parameter:	Ortofosfat
Plattform:	Powder Pillows
Reference method:	SM 4500-P-E
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.