



PhosVer 3 Reagens för fosfat, 0,02-2,50 mg/l PO₄

Produktnr:

212599

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av reaktivt fosfor (25 ml prov; 100 tester)

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR2000, DR3000, DR900
Mätområde:	0,02 - 2,50 PO ₄
Metodnamn:	Ascorbic Acid
Metodnummer:	8048
Parameter:	Phosphorus
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk