



Be Right™



Provcell, 1 tum, rund, glas, 6 st

Produktnr: 2427606
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Tillbehör till spektrofotometrar/spektralmätningar av vätskor.

Specifikationer

Fotnot :	1 par celler medföljer vid köp av de flesta Pocket Colorimeter II-instrument. I kom-igång-guiden finns mer information
Material:	Glas
Optisk spaltlängd:	1 tum, runda
Volym/förpackningsstorlek:	6 st. 10 mL, med lock