



Provcell, 25 mm, rund, glas, 6 st

Produktnr:	2401906
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

För användning tillsammans med kolorimetrar och spektrofotometrar

Specifikationer

Leveransomfattning:	6 provceller med lock
Material:	Glas
Optisk spaltlängd:	25 mm rund
Provvolum:	upp till 25 mL
Vikt :	0,2 kg
Volym/förpackningsstorlek:	6 st. 25 mL, med lock