



Pipett, variabel, volym 1,0 - 5,0 mL

Produktnr:

BBP065

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Hachs pipetter med variabel volym och en kanal, undantränger luft, har robust design, bekväma ergonomifunktioner, smal spetsutmatning och går att manövrera med en hand. Enastående noggrannhet med justeringar i steg om 50 µL (0,05 mL). Idealiska för användning tillsammans med Hach LCK-reagenser. Levereras med kalibreringsrapport och underhållsverktyg.

.

Specifikationer

Vad ingår i leveransen:	Pipett 1,0 - 5,0 mL, underhållsverktyg, kalibreringscertifikat, bashandbok.
	Spetsar medföljer inte utan måste köpas separat.
Volym/förpackningsstorlek:	1 styck

Vad finns i förpackningen

Pipett 1,0 - 5,0 mL, underhållsverktyg, kalibreringscertifikat, bashandbok. Spetsar medföljer inte utan måste köpas separat.