



Sats med 2 pipetter, variabel volym, inkl. spetsar

Produktnr:	LZP320
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka	

Värdeförpackning, bestående av två variabla pipetter: BBP078 (0,1 - 1,0 mL) och BBP065 1,0 - 5,0 mL) inkl. spetsar

Specifikationer

Mätområde:	0,1 - 1,0 mL/1,0 - 5,0 mL
Vad ingår i leveransen:	BBP078 variabel pipett 0,1 - 1,0 mL
	BBP079 pipettspetsar för BBP078, 100/förp.
	BBP065 variabel pipett 1,0 - 5,0 mL
	BBP068 pipettspetsar för BBP065, 75/förp.
Volym/förpackningsstorlek:	1 styck

Vad finns i förpackningen

BBP078 variabel pipett 0,1 - 1,0 mLBBP079 pipettspetsar för BBP078, 100/förp.BBP065 variabel pipett 1,0 - 5,0 mLBBP068 pipettspetsar för BBP065, 75/förp.